

PIN®



Vue d'ensemble

Le PIN® permet un accès intra-osseux (IO) rapide lorsque l'accès intra-veineux (IV) est difficile ou impossible. Le PIN® peut être utilisé en cas d'urgence médicale ou de traumatisme et peut rester in situ jusqu'à 24 heures. Le PIN® peut être utilisé pour l'accès par voie IO dans la tête humérale, le tibial proximal et le tibia proximal lorsque l'accès par voie IV est difficile ou impossible à obtenir dans les cas immédiats, urgents ou médicalement nécessaires pendant une durée maximale de 24 heures.

Principales caractéristiques

- Insertion rapide et facile par voie IO.
- Solution à aiguille unique : taille unique, y compris pour les patients pédiatriques.
- Aiguille de calibre 15, dont la pharmacocinétique est bien établie.
- Accessoire de stabilisation fourni.
- Produit à usage unique : pas de nettoyage du dispositif d'entraînement requis entre les utilisations.
- Aucune alimentation ou batterie n'est nécessaire pour l'insertion.
- Léger et robuste
- Indiqué pour accéder à six sites par voie IO
- Sans latex et non pyrogène
- Code produit : PDF103

Spécifications



Poids ; 4,8kg