

PIN®



Panoramica

PIN® fornisce un accesso intraosseo (IO) rapido quando l'accesso endovenoso (IV) risulta difficile o impossibile. PIN® può essere usato nei casi di trauma o emergenza medica e può rimanere in situ fino a 24 ore. PIN® può essere usato per accesso IO sulla testa omerale, sulla tibia prossimale e distale per un periodo che può raggiungere le 24 ore in caso di difficoltà o impossibilità di accesso endovenoso, per rispondere a situazioni di emergenza, urgenza o necessità medica.

Principali vantaggi

- Inserimento IO rapido e semplice.
- Ago singolo - una sola misura per tutti i pazienti, compresi quelli pediatrici.
- Ago di calibro 15 con farmacocinetica ben definita.
- Accessorio di stabilizzazione compreso nella fornitura.
- Prodotto monouso - non occorre effettuare la pulizia dell'unità tra un uso e l'altro.
- L'inserimento non richiede alimentazione né batterie.
- Leggero e robusto
- Indicato per l'accesso a sei siti IO
- Il prodotto non contiene lattice ed è apirogeno
- Codice prodotto: PDF103

Specifiche



Peso: 4,8 kg