

## PIN®



## Übersicht

Der PIN® ermöglicht einen schnellen intraossären (IO) Zugang, wenn der intravenöse (IV) Zugang schwierig oder unmöglich ist. Der PIN® kann in notfallmedizinischen oder unfallchirurgischen Fällen verwendet werden und kann bis zu 24 Stunden in situ bleiben. Der PIN® kann für den IO-Zugang im Humeruskopf sowie an der proximalen und distalen Tibia für bis zu 24 Stunden verwendet werden, wenn der IV-Zugang bei dringendem Handlungsbedarf, vorrangigen oder medizinisch notwendigen Fällen schwierig oder unmöglich ist.

## Hauptvorteile

- Schnelle und einfache IO-Einführung.
- Einnadel-Lösung – eine Größe für alle, einschließlich Pädiatrie.
- 15-Gauge-Nadel, deren Pharmakokinetik bewährt ist.
- Stabilisierungszubehör wird mitgeliefert.
- Einwegprodukt – keine Reinigung des Treibers zwischen den Einsätzen erforderlich.
- Zum Einsetzen ist weder Strom noch eine Batterie erforderlich.
- Leicht und robust
- Klinisch angezeigt für den Zugang zu sechs IO-Stellen
- Latexfrei und nicht fiebererzeugend
- Produktcode: PDF103

## Technische Daten



Gewicht: 4,8 kg