

PIN®



Descripción

El PIN® proporciona acceso intraóseo (IO) rápido cuando el acceso intravenoso (IV) es complicado o imposible. El PIN® se puede utilizar en emergencias médicas o traumatismos y puede permanecer colocado hasta 24 horas. El PIN® se puede utilizar para el acceso IO en la cabeza humeral y regiones de la tibia proximal y distal cuando el acceso IV resulta complicado o imposible en casos urgentes o necesarios desde el punto de vista médico durante un periodo de hasta 24 horas.

Ventajas principales

- Inserción IO rápida y sencilla.
- Solución con una sola aguja: Talla única, incluidos usos pediátricos.
- Aguja de calibre 15, cuya farmacocinética está consolidada.
- Accesorio de estabilización incluido.
- Producto de un solo uso. No se requiere limpieza de la guía entre usos.
- No se requiere alimentación ni batería para su inserción.
- Ligero y resistente
- Indicado para acceder a seis zonas IO
- Sin látex y no pirógeno
- Código del producto: PDF103

Especificaciones



Peso: 4,8 kg