

PIN®



Overzicht

De PIN® biedt snelle intraossale (IO) toegang wanneer intraveneuze (IV) toegang lastig of onmogelijk is. De PIN® kan worden gebruikt in medische noodgevallen of bij trauma, en kan tot 24 uur blijven zitten. De PIN® kan gedurende maximaal 24 uur worden gebruikt voor IO-toegang in de bovenarmkop, proximale en distale tibia-locaties wanneer IV-toegang lastig of onmogelijk is in spoedeisende, dringende of medisch noodzakelijke gevallen.

Belangrijke voordelen

- Snelle en gemakkelijk IO plaatsing.
- Oplossing met een naald - een maat voor iedereen, dus ook voor kinderen.
- 15-kaliber naald, waarvan de farmacokinetiek terdege is vastgesteld.
- Stabilisatieaccessoire meegeleverd.
- Product voor eenmalig gebruik - hoeft tussendoor niet te worden gereinigd.
- Geen stroom of batterij nodig voor plaatsing.
- Lichtgewicht en robuust
- Aangegeven voor toegang tot zes IO-locaties
- Latexvrij en niet-pyrogeen
- Productcode: PDF103

Specificaties



Gewicht: 4,8 kg